


DenTecOA2SA Ver1.1.2.0 へのバージョンアップは、システム環境の変更(下記)を伴うため、通常の操作(\*1)でなく、以下の手順により作業を行ってください。

- ・開発環境の変更に伴う変更
- ・稼働環境の変更 (.NET Framework Ver4.0 ⇒ Ver4.5.2)
- ・印刷拡張プログラム変更(バージョンアップ)
- ・システム入れ替えツール(SysUpdate2.exe)の変更 (Ver2.0.0.0 ⇒ Ver2.0.0.1)

\*1: 通常の操作でもバージョンアップ可能です。通常の操作で行う場合、プログラムの入れ替え直後は直ちに「メニュー」画面に戻り、「終了」ボタンで終了処理を行ってください。  
その後、ガイド(ページ 4/4 の末尾を参照)に従って操作してください。

### 《Ver1.1.2.0 バージョンアップ操作手順》



前項

(手順3) Ver1.1.2.0をダウンロードし、インストール

DenTechOA2SA Ver1.1.2.0  
のダウンロード  
及び、解凍


「http://its9.jp/downloads/index.php」を開き、  
DenTechOA2SA Ver1.1.2.0をダウンロードする。



DenTechOA2SA Ver1.1.2.0  
のインストール

ダウンロードした「DenTechOA2SA1120.zip」を  
解凍し、「SetUp.exe」を起動する

名前	更新日時	種類	サイズ
DenTechOA2SA	2017/05/08 16:28	ファイル フォルダ	
Setup.exe	2016/09/01 19:11	アプリケーション	229 KB




「いいえ」を選択するとフォルダごとのバック  
アップが作成されます。(手順1と同じ機能)

次項

前項

(手順4)データ《デスクトップ上にコピーされたデータベース》を引き継ぐ

新たにインストールされた  
DenTechOA2SA Ver1.1.2.0  
の起動




「体験版」の表示になっています。  
Ver1.1.2.0を確認する。




「バックアップ・運用保守」画面を開き、  
①:「デスクトップからリストにコピー」ボタン  
②:コピーされたデータベースを選択し、  
「リストア(復元)」ボタン  
③:「終了」ボタンでメニューに戻る

デスクトップ上にコピー  
されたデータベースを  
リストアする  
↓  
「終了」ボタンでメニューに  
戻る




次項




\* バージョンアップ後、一旦終了させた後、再起動し各種確認や業務に入ってください。

## 通常のバージョンアップ操作で作業した時のガイド表示



「バックアップ・運用保守」画面を開き  
「入れ替えツールの更新」ボタンで対処します。



「はい(Y)」ボタンで更新されます。  
インターネット接続状態での作業となります。